

- **Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.**
- Этот прибор не предназначен для использования в медицинских учреждениях. **Только для домашнего использования!**
- **Используйте электроодеяло:**
 - Исключительно как нижнее одеяло с оригинальным ручным регулятором.
 - **Не используйте во влажном состоянии.** Перед использованием влажные или мокрые электроодеяла следует тщательно высушить.
 - **Не используйте в сложенном состоянии.**
 - **Не используйте в сильно помятом состоянии.**
 - **Не используйте для инвалидов и лиц, нечувствительных к теплу.**
 - **Не используйте для младенцев или детей.** Не оставляйте детей с электрогрелкой без присмотра, поскольку они не способны правильно распознать или оценить возможную опасность.
- **Перед каждым использованием электроодеяла убедитесь, что оно не повреждено.** Не следует пользоваться им при наличии видимых повреждений регулятора температуры, выключателей, вилки или самого электроодеяла.
- **Не вставляйте в электроодеяло булавки или другие острые предметы.**
- **Не накрывайте регулятор температуры.** Для обеспечения правильности функционирования регулятора температуры, не размещайте его на или под одеялами, подушками или одеждой.
- **При использовании на раздвижной кровати убедитесь, что электроодеяло не зажато.**
- **Не следует наматывать шнур на регулятор температуры.**
- **Регулярно осматривайте прибор на предмет износа и повреждений.** При наличии признаков износа или повреждения либо если прибор использовался не по назначению, перед дальнейшим использованием свяжитесь с изготовителем или авторизированным представителем.
- **Во избежание опасности при повреждении шнура питания он должен быть заменен производителем, авторизованным представителем или аналогичным квалифицированным лицом.**
- **Не пытайтесь вскрывать или ремонтировать прибор самостоятельно.** Для повторной сборки прибора необходимы специальные инструменты.
- **Прибор испускает очень слабые электромагнитные волны, которые могут нарушить работу кардиостимулятора.** Поэтому перед использованием прибора рекомендуем обратиться к врачу и производителю кардиостимулятора.
- **Перед складыванием прибора дать ему остыть.** Хранить прибор следует в сухом месте. Не ставьте на прибор тяжелые предметы во избежание его деформации.



Электронные приборы следует утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

1. Как пользоваться электроодеялом Microlife

1. Начиная с нижнего края, расправьте электроодеяло на матрасе.
2. Затем, как обычно, расстелите на кровати простыню, чтобы электроодеяло оказалось между матрасом и простыней.
3. Убедитесь, что электроодеяло расстелено ровно без складок. Проверяйте это также, убирая постель, поскольку электроодеяло можно использовать только в расправленном состоянии.

4. Теперь с помощью ручного регулятора можно включить электроодеяло. Уровень 1 соответствует минимальному нагреву, а уровень 6 - максимальному. Чтобы постель была приятно теплой, приблизительно за полчаса перед тем, как ложиться, включите электроодеяло на уровень 6 и накройте его стеганным одеялом. После этого уменьшите нагрев до уровней 1-3. Это будет особенно удобно при использовании в течение целой ночи.
5. **Через 12 часов непрерывного использования электроодеяло автоматически отключается.** Однако индикатор останется включенным. Для сброса таймера и запуска нового периода нагрева переведите ползунок в положение выключения «0», а затем снова на желаемую температуру.
6. **Отключите электроодеяло от розетки после использования.**

2. Руководство по очистке



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда отключайте шнур питания от розетки перед тем, как начать очистку грелки.

1. Перед началом стирки отсоедините штекерный разъем, а затем выключатель. Не допускайте намочания регулятора температуры.
 2. Электроодеяло нельзя подвергать химической чистке!
 3. **Электроодеяло можно подвергать машинной стирке согласно инструкциям по стирке, приведенным на чехле.** Стирку электроодеяла проводите при 40 °С, применяя программу мягкой стирки для чувствительных тканей и моющее средство для тонких тканей.
 4. Для стирки вложите электроодеяло в стиральный мешок.
 5. Не выкручивайте и не используйте барабанную сушку.
 6. Сушите электроодеяло осторожно. Для этого повесьте его на бельевую веревку или на поручень. Не закрепляйте его с помощью прищепок. **Ни в коем случае не используйте для сушки само устройство.** Не включайте питание до полного высыхания одеяла.
-  Частые стирки приводят к преждевременному износу. На износ и порывы, возникшие вследствие частой либо неправильной стирки, гарантия не распространяется.

3. Гарантия

На данное изделие предоставляется гарантия 2 года со дня покупки. Эта гарантия распространяется на электронный регулятор температуры, кабель и на само электроодеяло. Данная гарантия не распространяется на неправильное использование, несчастные случаи или повреждения, возникшие вследствие невыполнения инструкций или изменения прибора, произведенного кем-либо, кроме изготовителя. **Гарантия действительна только при предъявлении гарантийного талона, заполненного сотрудником торговой организации.**

Дата производства указана на грелке:

Lot number: mm/yyyy

Дата изготовления (месяц/год изготовления): mm/yyyy

Регистрационное удостоверение ФС: №2006/634 от 10.05.2006 г.

Сертификат соответствия: № РОСС СН.МЛ111.В01580 срок действия 07.07.2011 по 06.07.2014. Срок службы прибора - 5 лет.

4. www.microlife.ru

Более подробную информацию о нашей продукции Вы можете найти на сайте www.microlife.ru.

Право на внесение технических изменений сохраняется.