

Megfelelőségi nyilatkozat:

Mi, **Momert Zrt.**

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12.-14.
Tel.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 555-199
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Kijelentjük, hogy a termék, amelynek:

Neve: Momert; **Modell:** 1723; **Megnevezése:** Orrszívó

Megfelel az alábbi normáknak:

ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO 14971:2012, ISO 15223-1:2012,
EN 980:2008, EN 1041:2008, EN 60601-1:2006+AC:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010,
EN 60601-1-6:2010+AC:2010, EN 60601-1-11:2010, EN ISO 10993-1:2009+AC2010,
EN ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010
Egészségügyi direktíva 93/42/EEC
Rohs 2011/65/EU, 2015/863
Reach 1907/2006

Dunaújváros, 2016. 05. 30., Momert Zrt.

Declaration of conformity:

We, **Momert Co. Ltd.**

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12.-14.
Phone: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 555-199
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Declare that product:


Name: Momert; **Model:** 1723; **Description:** Nasal aspirator


Is in conformity with the following standards:

ISO 13485:2003, EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO 14971:2012, ISO 15223-1:2012,
EN 980:2008, EN 1041:2008, EN 60601-1:2006+AC:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010,
EN 60601-1-6:2010+AC:2010, EN 60601-1-11:2010, EN ISO 10993-1:2009+AC2010,
EN ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010
Medical directive 93/42/EEC
Rohs 2011/65/EU, 2015/863
Reach 1907/2006

Dunaújváros, 30. 05. 2016., Momert Co. Ltd.




.....
Baritsa Tamás
Kereskedelmi Igazgató


.....
Tamás Baritsa
Chief Commercial Officer



H

Használati utasítás
ORRSZÍVÓ
Modell 1723

GB

Manual Instruction
NASAL ASPIRATOR
Model 1723

D

Gebrauchsanweisung
NASENSAUGER
Modell 1723

FR

Manuel d'instructions
ASPIRATEUR NASAL
Modèle 1723

RO

Instrucțiunile de utilizare
POMPĂ DE NAS
Model 1723

RU

Инструкция по применению
ПРИБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ НОСА
« пылесосик для носика»
Модель 1723

CZ

Návod k obsluze
ODSÁVAČKA HLENŮ
Typ 1723


SK

Návod k používaniu
ODSÁVAČKA HLIENOV
Typ 1723






PL

Instrukcja obsługi
ASPIRATOR DO NOSA
Art.Nr. 1723








1.







2.



3.



4.



Használati utasítás

ORRSZÍVÓ

Modell 1723

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt és kívánjuk, hogy a készülékünket hosszú ideig és meglegegedéssel használja.

A készülék első használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

A CSOMAGOLÁSTARTALMA:

- 1 főegység
- 2 szilikonvég (1 felnőtt és 1 gyerek)
- 1 használati utasítás
- 2 pár szilikongyűrű
- 2x1,5V AA alkáli elem (tartozék)

MŰKÖDÉSI, TÁROLÁSI, SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Működési környezet:

Hőmérséklet: 5°C-40°C
 Páratartalom: 15%~93%
 Légköri nyomás: 700-1060hPa

Tárolási és szállítási környezet:

Hőmérséklet: -10°C-50°C
 Páratartalom: ≤93%
 Légköri nyomás: 700-1060hPa

FIGYELMEZTETÉS:

- A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakorlattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős

személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.

- A készüléket eldugult orrok tisztítására tervezték, ne használja a gyermek szájában vagy fülében.
- Mindig tisztítsa ki és szárítsa meg használat után.
- Ne dugja be a szilikonvéget túl mélyre az orrba!
- Ne használja túl sokáig, pár másodperc is elég lehet!
- Ne használja a készüléket kisebesedés, gyulladás vagy orrvérzés esetén!
- Fertőzés, láz, orr-irritáció, vérzés esetén hagyja abba a készülék használatát és forduljon orvoshoz.
- Csak személyes használatra alkalmazza.
- A szilikonvég cserélhető.
- Használati periódusok: 30 mp bekapcsolva / 2 perc kikapcsolva.
- Cserélje ki az elemeket, ha gyengül a szívóerő.
- **A jótállás az elemre nem vonatkozik.**

A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK BE NEM TARTÁSA A JÓTÁLLÁS MEGSZÜNÉSÉVEL JÁR!

ELEMEK:

- Csak alkáli elemet használjon.
- Csak ugyanazt a típusú elemet tegye a készülékbe, melyet a gyártó javasol.
- Ne rakjon vegyesen a készülékbe alkáli, normál vagy tölthető elemeket.
- Ne rakjon bele használt és új elemeket vegyesen.
- Ügyeljen az elemek behelyezésénél a helyes polarításra.
- A lemerült elemeket mindig távolítsa el a készülékből.
- Győződjön meg róla, hogy az érintkezési

- Zwróć uwagę na to, aby wystająca część kołnierza weszła w otwór pojemnika.
- Upewnij się, że wszystkie części pasują ściśle jedna do drugiej.

Jeżeli ilość wydzieliny z nosa przekroczy pojemność pojemnika i wydzielina wycieka przez mały otwór pod kołnierzem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami (Ryc. 4.):

1. Przed czyszczeniem urządzenia należy się upewnić, że osłony dolnej i górnej części są odpowiednio zamocowane.
2. Usuń silikonową końcówkę i pojemnik.
3. Część z kołnierzem zanurz w wodzie, jak pokazano na rysunku. Przycisk naciskaj przez 15 sekund, wtedy wewnętrzna pompa oczyści się.
4. Woda wleci i wyleci z wewnętrznej pompy, jak pokazano na rysunku.
5. W razie potrzeby zmień wodę i powtórz czynności opisane w punkcie 3.
6. Gdy czyszczenie zostało zakończone, wyjmij urządzenie z wody. Przycisk naciskaj przez około 30 sekund, aby wewnętrzna pompa wyschła.
7. Wysusz kołnierz i wstaw z powrotem części składowe.

SERWIS:

Konserwację o większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy zlecić profesjonalnemu serwisowi.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Należy preferować odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych.
- Pudło urządzenia elektrycznego należy oddać do punktu odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy

oddać w punkcie odbioru materiałów do odzysku.

Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych po upływie ich żywotności:



Symbol ten znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia (i jego opakowania) nie należy likwidować razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Zapewniając właściwą likwidację urządzenia, pomagamy zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminnym, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi likwidacji odpadu domowego lub w sklepie, gdzie zakupiono produkt.

Poziom hałas: 69dB

felületek tiszták, mielőtt az elemeket behelyezi.

- Ha nem megfelelő elemet helyez a készülékbe, az meghibásodással járhat.
- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha sokáig nem használja.

A KÉSZÜLÉKRÉSZEI (1. ábra):

1. Szilikonvég gyerekeknek
2. Gallér
3. Gomb
4. Szilikonvég felnőttnek
5. Tartály
6. Szilikongyűrű
7. Felső borítás
8. Alsó borítás

HASZNÁLAT (2. ábra):

1. Vegye le az alsó borítást a felső részről.
2. Tegye be a 2x1,5V elemeket. Ügyeljen a megfelelő polaritásra.
3. Győződjön meg róla, hogy a 2 szilikon tömítő gyűrű a helyén van. Helyezze vissza az alsó borítást, majd nyomja amíg kattanó hangot nem hall.
4. Válassza ki a megfelelő méretű szilikonspakát az orrméretnek megfelelően.
5. Győződjön meg róla, hogy megfelelően ráhelyezte a szilikonvéget a tartályra.
6. Finoman helyezze be a szilikonvéget az orrba, ne túl mélyen.
7. Tartsa lenyomva a gombot pár másodpercig, hogy a készülék összegyűjtse a nyálkát. A használat végén engedje el a gombot, és a készülék automatikusan leáll.

Figyelem! Ha a nyálka mennyisége eléri a tartály kapacitását (kb. 4ml), akkor tisztítsa ki a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint. Ne használja a készüléket, ha a nyálka mennyisége eléri a nyílás tetejét.

TISZTÍTÁS (3. ábra):

1. Győződjön meg róla, hogy az alsó és felső burkolat rendesen össze van zárva a készülék tisztítása előtt.
2. Távolítsa el a szilikonvéget.
3. Két ujjal fogja meg a tartályt.
4. Húzza meg a tartályt előre lefelé, hogy eltávolítsa a gallérról.
5. Vegye le a szilikongyűrűket a gallérról néhány használat után. A szilikon gyűrűket nem szükséges minden használat után eltávolítani.
6. Mossa el az összes alkatrészt meleg, szappanos vízzel. Öblítse el a gallér részt folyó víz alatt. Hagyja megszáradni az alkatrészeket összeszerelés előtt.
7. Szerelje össze a készüléket a képen látható módon.

- Figyeljen rá, hogy a tartályon lévő nyílás igazodjon a galléron lévő kiálló részhez.
- Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész szorosan illeszkedik egymáshoz.

Ha a nyálka mennyisége használat közben túllépi a tartály kapacitását, és a gallér alatti kis nyíláson nyálka szivárog ki, akkor kövesse az alábbi utasításokat (4. ábra):

1. Győződjön meg róla, hogy az alsó és felső burkolat rendesen össze van zárva a készülék tisztítása előtt.
2. Távolítsa el a szilikon véget és a tartályt.
3. Merítse a gallér részt vízbe a képen látható módon. Nyomja le a gombot 15 másodpercig, így a belső pumpa kitisztul.
4. A víz ki és beáramlik a belső pumpából, a képen látható módon.
5. Cserélje le a vizet és ismétlje meg a 3-as lépést ha szükséges.
6. Vegye ki a készüléket a vízből, ha befejezte a tisztítást. Tartsa lenyomva a gombot kb. 30 másodpercig, amíg a belső pumpa

kiszárad.

- Szárítsa meg a gallért és helyezze vissza a tartozékokat.

SZERVIZ:

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.

A háztartási gépek újrafeldolgozása az élettartamuk végén:



Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy annak a csomagolóanyagait nem szabad a hagyományos háztartási hulladékok közé dobni. A használatlanlanná vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és a háztartási hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetszennyezés. Az elektromos háztartási cikkek előírások szerinti megsemmisítéséről és az újrafeldolgozással foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.

Zajszint: 69dB

- Periódus használata: 30 másodperc bekapcsolva / 2 másodperc kikapcsolva
- Ha stabilen csökken a szívóerő, cserélje ki a csatlakozókat.
- Felrakások nem szabadok a csatlakozókhoz.
- Felrakások nem szabadok a csatlakozókhoz.
- **Garancia nem vonatkozik a csatlakozókra.**

W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA WSKAZÓWEK PRODUCENTA EWENTUALNE NAPRAWY NIE BĘDĄ UZNAWANE JAKO GWARANCYJNE.

BATERIE:

- Használjon kizárólag alkalikus akkumulátorok.
- Használjon kizárólag akkumulátorok típusa, amelyet a gyártó ajánl.
- Ne próbálja beírni akkumulátorok különböző típusa (alkaliczne, normalne, przewidziane do ładowania).
- Ne próbálja keśmieszać z sobą nowych i używanych akkumulátorok.
- Wkładając akkumulátorok zwróć uwagę na właściwą polaryzację.
- Wyczerpane akkumulátorok powinny zostać wyjęte z produktu.
- Przed włożeniem akkumulátorok należy sprawdzić, czy powierzchnie stykowe są czyste.
- Jeżeli włożysz do urządzenia nieodpowiednie akkumulátorok, może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Akkumulátorok, które nie były używane przez długi czas, powinny zostać wyjęte z produktu.

CZĘŚCI URZĄDZENIA (Ryc. 1.):

- Silikonowa końcówka dla dzieci
- Końniczek
- Przycisk
- Silikonowa końcówka dla dorosłych
- Pojemnik
- Silikonowy pierścień
- Ośłona górnej części
- Ośłona dolnej części

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA (Ryc. 2.):

- Zdejmij osłonę dolnej części.
- Włóż 2 sztuki baterii typu AA 1,5V, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
- Sprawdź, czy 2 silikonowe pierścienie uszczelniające są na miejscu. Włóż z powrotem osłonę dolnej części naciskając do czasu, aż usłyszysz kliknięcie.
- Wybierz odpowiednią do rozmiarów nosa silikonową końcówkę.
- Umieść w odpowiedni sposób silikonową końcówkę na pojemniku.
- Ostrożnie włóż silikonową końcówkę do nosa, ale nie za głęboko.
- Naciskaj przycisk przez kilka sekund, aby przyrząd wysłał wydzielinę z nosa. Po zwolnieniu przycisku urządzenie wyłączy się automatycznie.

UWAGA! Jeżeli ilość wydzieliny z nosa osiągnie pojemność pojemnika (4ml), oczyść urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie po użyciu”. Nie używaj aspiratora, jeżeli ilość wydzieliny z nosa sięga do końca otworu.

CZYSZCZENIE PO UŻYCIU (Ryc. 3.):

- Przed czyszczeniem urządzenia należy się upewnić, że osłony dolnej i górnej części są odpowiednio zamocowane.
- Usuń silikonową końcówkę.
- Dwoma palcami przytrzymaj pojemnik.
- Pociągając pojemnik łagodnie w dół, zdejmij go z kołnierza.
- Po kilkunastu użyciu aspiratora zdejmij silikonowe pierścienie z kołnierza i umyj je. Nie ma potrzeby usuwać i czyścić silikonowe pierścienie po każdym użyciu.
- Wszystkie części umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Kołniczek wypłucz pod kranem. Przed montażem pozostaw części do wyschnięcia.
- Zmontuj przyrząd zgodnie z ryciną.

Instrukcja obsługi ASPIRATOR DO NOSA Art. Nr. 1723

Dziękujemy za zakup produktu marki MOMERT.

Życzymy Państwu pełnej satysfakcji z jego użytkowania przez długi okres czasu.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem powinny również zapoznać się z niniejszą instrukcją.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Element główny: 1 sztuka
- Silikonowe końcówki: 2 sztuki (1 dla dorosłych i 1 dla dzieci)
- Instrukcja obsługi: 1 sztuka
- Silikonowe pierścienie: 2 pary
- Alkaliczne baterie typu AA 1,5V 2 sztuki (wchodzą w skład dostawy)

DZIAŁANIE, PRZECHOWYWANIE, INFORMACJE O TRANSPORTCIE

Środowisko odpowiednie do użycia:

Temperatura: 5°C–40°C
Wilgotność: 15%~93%
Ciśnienie atmosferyczne:
700-1060hPa

Środowisko odpowiednie do przechowywania i transportu:

Temperatura: -10°C–50°C
Wilgotność: ≤93%
Ciśnienie atmosferyczne:
700-1060hPa

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, odczuwającej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Używaj urządzenie w miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.
- Jeżeli w trakcie pracy urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem i elementami jego opakowania, bo jest to niebezpieczne.
- Przyrząd jest przeznaczony do czyszczenia nosa dziecka z wydzielin, która zbiera się w przegrodach nosowych podczas przeziębienia. Nie używaj go w ustach ani w uszach dziecka.
- Po użyciu zawsze oczyść i wysusz.
- Urządzenie jest wodoodporne. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia.
- Nie wkładaj końcówki aspiratora zbyt głęboko do nosa. Przykładaj końcówkę do otworu nosowego szczelnie go zaśliniając.
- Nie używaj aspiratora zbyt długo, wystarczy parę sekund.
- Nie używaj aspiratora gdy przegrody nosowe są zranione, jest w nich zapalenie lub występuje krwawienie z nosa.
- W przypadku infekcji, gorączki, irytacji nosa lub krwawienia z nosa przerwij użytkowanie aspiratora i zwróć się do lekarza.
- Używaj go tylko do celów osobistych.
- Końcówki silikonowe można wymienić.

Manual Instruction NASAL ASPIRATOR Model 1723

Thank you for purchasing a Momert product. We hope you will be satisfied with our product through its service life.

Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

CONTENTS:

- 1 Main unit
- 2 sizes of silicone tips (1 adult and 1 child)
- 1 instruction manual
- 2 spare silicone rings
- 2x1,5V AA alkaline batteries (included)

OPERATION, STORAGE AND TRANSPORTATION ENVIRONMENT INFORMATION

Operation environment:

Temperature: 5°C–40°C
Humidity: 15%~93%
Atmospheric pressure: 700-1060 hPa

Storage and transportation environment:

Temperature: -10°C-50°C
Humidity: ≤93%
Atmospheric pressure: 700-1060 hPa

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This device is to clean stuffy noses, do not use it in baby's mouth or ears.
- Always clean and dry thoroughly before each use and after each use.
- Do not insert the silicone tip into the nostril too deep.
- Do not use it on the baby for a long time. A few seconds can be enough.
- Do not use this device if there is any wound, or symptom of inflammation or bleeding at the nose.
- In case of infection, fever, nasal irritation or haemorrhage, please stop using this device and consult your physician.
- This device is restricted for personal use.
- The silicone tip is the applied part.
- Duty cycle: 30 seconds ON / 2 minutes OFF
- Replace batteries when the suction power becomes weak during use.
- **Batteries are not included in warranty.**

FAILURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS MAY LEAD TO REFUSAL OF WARRANTY REPAIR!

BATTERY WARNING:

1. Use alkaline batteries only.
2. Only batteries of the same or equivalent type as recommended should be used.
3. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
4. Do not use a mix of used and new batteries.
5. Batteries should be inserted with the correct polarity.
6. Exhausted batteries should be removed from the device.
7. Be sure that all contact surfaces are clean

before installing batteries.

8. There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
9. Remove batteries if the device will not be used for a long period of time.

PARTS OF DEVICE (Fig. 1.):

1. Silicone tip for children
2. Collar
3. Button
4. Silicone tip for adult
5. Mucus cup
6. Silicone rings
7. Upper cover
8. Lower cover

INSTRUCTIONS FOR USE (Fig.2.):

1. Separate the upper cover away from the lower cover in a straight direction. Do not bend the covers by strong force as it can be slid open easily.
2. Insert 2x1,5V AA alkaline batteries with the correct polarity as shown.
3. Check to make sure that the two silicone rings are properly seated on the grooves. Close the covers until the "click" sound is heard.
4. Use the suitable silicone tip based on the size of user's nostrils.
5. Be sure to place the silicone tip securely on the mucus cup.
6. Gently insert the silicone tip into the nostril not too deep.
7. Press the button for a few seconds to collect mucus. Stop pressing the button when finished using the device and then the power will be stopped.

If the accumulated volume of mucus is nearly over the safe capacity of the mucus cup (about 4ml), follow the section of "Cleaning Instructions" to clean the device first. Do not use the device if the mucus level is nearly

over the opening channel (where the arrow points to in the picture).

CLEANING INSTRUCTIONS (Fig.3.):

1. Be sure that the upper and lower covers are closed firmly before cleaning the device.
2. Remove the silicone tip.
3. Hold the mucus cup with the part between thumb and index finger.
4. Bend the mucus cup downwards gently to remove it from the collar.
5. Remove the silicone rings from the collar for cleaning after several uses of the device. The silicone rings do not need to be cleaned every time.
6. Wash all 4 parts in warm soapy water. Rinse the collar under the tap. Dry the parts before assembling them.
7. Assemble all the parts as shown below.

- Properly align the positioning hole on the mucus cup.
- Be sure all the parts fit tightly together and line up the indication marks.

When the accumulated volume of mucus is over the safe capacity of the mucus cup during use of the device, if you see mucus dripping out of the air vent on the back side of the collar, please follow instructions below (Fig.4.):

1. Be sure that the upper and lower covers are closed firmly.
2. Remove the silicone tip and the mucus cup.
3. Have the collar immersed in clean water as shown. Press the button for 15 seconds and the inner pump will be cleaned.
4. The water flows in and out of the inner pump in the direction as shown.
5. Change the water and repeat step 3 several times if necessary.

- hotoví. Podržaním tlačidla po dobu cca. 30 sekúnd až vnútorné čerpadlo vyschne.
7. Vysušte golier a vložte späť príslušenstvo.


OPRAVA:

Rozoberať a opravovať prístroj je prísne zakázané. Opravu zverte odborníkovi!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

- Obaly a staré elektrické prístroje odovzdajte len na zberných miestach k tomu určených!
- Kartónové obaly odovzdajte do odberových miest k tomu určených!
- Plastové obaly, sáčky (PE) vložte do kontajneru k tomu určených!

Ekologické znehodnotenie výrobkov:

 Takto označený opotrebovaný elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Kompletné (nerozobrané) zariadenie je treba odovzdať na miestach spätného odberu, ktoré sú uvedené u posledného predajcu alebo na stránkach iných kolektívnych systémov. Odložením použitého elektro zariadenia na správne miesto bude umožnené jeho zapojenie do procesu ekologickej likvidácie, kde výsledkom je riadne spracovanie a recyklácia. Recyklačné zberné miesta k tomu určených nájdete na stránkach firiem, ktoré sa ekologickou likvidáciou zaoberajú.

Hladina hluku: 69dB

- Do prístroja nevkładajte mixovane batérie ako sú alkalické, štandardné batérie alebo akumulátory.
- Nedávajte do prístroja staré a nové batérie.
- Pri vkladaní dbajte na správnu polaritu.
- Vždy vyberte vybité batérie z prístroja.
- Uistite sa, že kontaktné plochy sú pred vložením batérií v čisté.
- Ak je vložená nesprávna batéria, môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Vyberte batérie z prístroja, ak sa nepouživa dlhšiu dobu.

TOTO ZARIADENIE ZAHŔŇA (Obr. 1.):

1. Silikónová koncovka pre dieťa
2. Golier
3. Gombík
4. Silikónová koncovka pre dospelého
5. Nádržka
6. Silikónový krúžok
7. Horný kryt
8. Spodný kryt

POUŽITIE (Obr. 2.):

1. Odstráňte spodný kryt na hornej časti.
2. Vložte 2 x 1,5 V batérie. Dbajte na správnu polaritu.
3. Uistite sa, že obidva silikónové tesniace krúžky sú na svojom mieste. Nasadte spodný kryt a stlačte tlačidlo, až kým nezapadne.
4. Vyberte si tú správnu veľkosť silikónového krytu podľa veľkosti nosu.
5. Uistite sa, že ste správne pripevnili silikónovú koncovku k nádržke.
6. Opatrne vložte koniec silikónu do nosa, nie príliš hlboko.
7. Podržaním tlačidla na niekoľko sekúnd sa začne zbierať hlien do prístroja. Pre ukončenie prevádzky, uvoľnite tlačidlo a prístroj sa automaticky zastaví.

Upozornenie! V prípade, že množstvo hlienu v nádrži dosiahne svojej kapacity (cca.

4ml), potom vyčistite prístroj tak ako je popísané v kapitole "čistenie". Nepoužívajte zariadenie, ak množstvo hlienu dosiahne až do hornej časti, k otvoru.

ČISTENIE (Obr. 3.):

1. Uistite sa, že horný a spodný kryt sú pred čistením prístroja správne uzavreté.
2. Odstráňte silikónovú koncovku.
3. Uchopte dvomi prsty nadržku.
4. Nádržku zatiahnite dopredu aby sa odpojila od goliera.
5. Odstráňte silikónové krúžky na golieri až po niekoľkých použití. Nie je potrebné po každom použití odstrániť.
6. Umyte všetky diely teplou mydlovou vodou, opláchnite pod tečúcou vodou golier. Pred zmontovaním nechajte jednotlivé diely usušiť.
7. Zmontujte prístroj ako je znázornené na obrázku.

- Uistite sa, aby otvor na nádržke sa prispôbil výstupku na golieri.
- Uistite sa, že všetky časti zapadajú tesne k sebe.

V prípade, že množstvo hlienu v prevádzke presiahne kapacitu nádrže a uniká malým otvorom, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov (Obr. 4.):

1. Uistite sa, že horný a spodný kryt sú pred čistením prístroja správne uzavreté.
2. Odstráňte silikónovú koncovku a nádržku.
3. Ponorte golierovú časť do vody ako je uvedené na obrázku. Stlačte tlačidlo po dobu 15 sekúnd aby sa vyčistilo vnútorné čerpadlo.
4. Voda prúdi dovnútra a von z vnútorného čerpadla, ako je znázornené na obrázku.
5. Vymente vodu a v prípade potreby opakujte krok 3.
6. Vyberte prístroj z vody, keď ste s čistením

6. Remove the device from water once the cleaning is completed. Keep pressing the button for approximately 30 seconds until the inner pump is dried.
7. Dry the collar and reassemble the parts.

REPAIR AND MAINTENANCE:

An extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

Appliance recycling at the end of its service life:



A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste. It must be taken to the collection point of an electric and equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.

Noise level: 69dB

Gebrauchsanweisung NASENSAUGER Modell 1723

Wir bedanken uns für Sie, dass Sie einen Momert Produkt gekauft haben und wir wünschen Ihnen, dass Sie ihn lange Zeit und zufrieden benutzen.

Vor dem ersten Gebrauch des Produktes lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich durch und bewahren Sie auch für den späteren Gebrauch auf! Sorgen Sie dafür, dass auch andere Personen, die den Produkt benutzen, die Gebrauchsanweisung lesen!

DIE PACKUNG ENTHÄLT:

- 1 Haupteinheit
- 2 Silikonenden (1 Erwachsene und 1 Kind)
- 1 Gebrauchsanweisung
- 2 Paare Silikonringe
- 2x1,5V AA Alkali-Batterie (Zubehör)

BETRIEB, LAGERUNG UND TRANSPORT UMGEBUNGSMFORMATIONEN

Betriebsumgebung:

Temperatur: 5°C-40°C
Feuchtigkeit: 15%~93%
Luftdruck: 700-1060 hPa

Lagerung und Transport Umwelt:

Temperatur: -10°C-50°C
Feuchtigkeit: ≤93%
Luftdruck: 700-1060 hPa

ACHTUNG:

- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn

eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Geräts spielen.

- Der Produkt wurde zum Absaugen der verstopften Nasen erzeugt, benutzen Sie ihn nicht im Mund oder in den Ohren des Kindes.
- Reinigen und Trocknen Sie den Produkt nach jedem Gebrauch.
- Stecken Sie das Silikonende in die Nase nicht zu tief.
- Benutzen Sie nicht lange, ein paar Sekunden kann auch genug sein.
- Benutzen Sie den Produkt im Fall von *Verwundung, Entzündung und Nasenblutung* nicht.
- Im Fall von *Ansteckung, Fieber, Nasenirritation, Blutung* hören Sie mit dem Gebrauch des Produktes auf und fragen Sie Ihren Arzt.
- Verwenden Sie den Produkt nur für persönliche Benutzung.
- Das Silikonende ist zu tauschen.
- Benutzungsperiode: 30 Sekunden eingeschaltet / 2 Minuten ausgeschaltet
- Tauschen Sie die Batterien, wenn die Saugwirkung schwächer wird.
- **Die Garantie bezieht sich auf die Batterien nicht.**

BEI NICHT-EINHALTUNG DER ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS KANN EINE EVENTUELLE REPARATUR NICHT ALS GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUR ANERKANNT WERDEN.

BATTERIEWARNUNG:

1. Verwenden Sie nur Alkali Batterien.
2. Nur Batterien des gleichen Typs wie empfohlen kann verwendet werden.
3. Mischen Sie Alkali-, Standard-

Návod k používaniu ODSÁVAČKA HLIENOV Typ 1723

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok od firmy Momert, a prajeme, aby Vám prístroj dlho a bezchybne fungoval.

Pred prvým použitím pozorne si prečítajte priložený návod a uchovajte ho pre jeho prípadné neskoršie použitie! Odporúčame, aby si návod starostlivo prečítali všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s prístrojom!

OBSAH BALENIA:

- 1 hlavná jednotka
- 2 Silikónová koncovka (1x dospelý a 1x dieťa)
- 1 návod na obsluhu
- 2 páry silikónových prstencov
- 2 x 1,5 V AA alkalické batérie (súčasťou balenia)

PREVÁDZKU, SKLADOVANIE, INFORMÁCIE PRE TRANSPORT

Prevádzkové parametre prostredia:

Teplota 5°C-40°C
Vlhkosť: 15%~93%
Atmosférický tlak: 700-1060hPa

Parametre skladovania a prepravy:

Teplota -10°C-50°C
Vlhkosť: ≤93%
Atmosférický tlak: 700-1060hPa

UPOZORNENIE:

- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, keď osoba

odpovedajúca za ich bezpečnosť nepodskytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nehrajú so spotrebičom.

- Prístroj je určený len na odsávanie hlienov u detí! Používanie prístroja na iné účely je zakázané!
- Prístroj po každom použití vyčistite a dôkladne usušte!
- Saciú hlavu netlačte do nosnej diery. Keď sa sacia hlavička dotýka kraja nosnej diery, prístroj pracuje dostatočne účinne!
- Umiestnite silikónový nástavec do vnútornej časti nosnej diery dieťaťa na cca 3 sekundy, hlien takto vtečie do zbernej komory prístroja!
- Prístroj nepoužívajte v prípade, že sa v nosnej diere nachádza akékoľvek poranenie.
- Prístroj nesmie byť používaný na liečebné účely. V prípade, že sa v priebehu používania odsávačky vyskytnú akékoľvek zdravotné problémy, konzultujte s odborným lekárom!
- Prístroj je vyvinutý na používanie v domácnostiach.
- Silikónový nástavec je vymeniteľný.
- Používanie: 30 sekúnd zapnuté / 2 minúty vypnuté.
- Prístroj má špatný výkon – neodsáva, vymeňte batérie.
- **Záruka sa na batérii nevztahuje.**

ZÁVADY A POŠKODENIA SPÔSOBENÉ ZACHÁDZANÍM V ROZPORE S NÁVODOM ALEBO S JEHO NEDODRŽANÍM RUŠÍ NÁROK NA REKLAMÁCIU VÝROBKU!

BATÉRIE:

- Používajte len alkalické batérie.
- V prístroji používajte len rovnaký typ batérie, podľa odporúčania výrobcu.

OPRAVA:

Rozebírat a opravovat přístroj je přísně zakázané. Opravu svěřte odborníkovi!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Obaly a staré elektrické přístroje odevzdejte jen na sběrných místech k tomu určených!
- Kartónové obaly odevzdejte do sběren k tomu určených!
- Plastové obaly, sáčky (PE) vložte do kontejneru k tomu určených!

Ekologické znehodnocení výrobku:

Takto označený vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru, která jsou uvedena u posledního prodejce nebo na stránkách jiných kolektivních systémů. Odložení použitého elektro zařízení na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, jehož výsledkem je řádné zpracování a recyklace. Recyklační sběrná místa k tomu určené naleznete na stránkách firem, které se ekologickou likvidací zabývají.

Hladina hluku: 69dB

(Carbonzink) oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien nicht zusammen.

4. Verwenden Sie keine Mischung von neuen und gebrauchten Batterien.
5. Die Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
6. Verbrauchte Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden.
7. Achten Sie darauf, dass alle Kontaktflächen sauber sind, bevor die Batterien einsetzen.
8. Es besteht die Gefahr einer Explosion, wenn die Batterie durch einen falschen Typersetzt wird.
9. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum verwendet werden.

DIE ERSATZTEILE DES GERÄTES (Fig. 1.):

1. Silikonende für Kinder
2. Manschette
3. Einschaltknopf
4. Silikonende für Erwachsene
5. Behälter
6. Silikonringe
7. Obere Abdeckung
8. Untere Abdeckung

GEBRAUCH (Fig. 2.):

1. Trennen Sie die obere Abdeckung weg von der unteren Abdeckung in gerader Richtung. Verbiegen Sie nicht die Abdeckungen mit starker Kraft, wie es leicht öffnen geruscht werden kann.
2. Setzen Sie die 2x1,5V Batterien ein mit der richtigen Polarität, wie dargestellt.
3. Vergewissern Sie sich, dass die beiden Silikonringe richtig auf den Nuten sitzen. Schließen Sie die Abdeckungen, bis Sie ein "Klick" hören.
4. Wählen Sie die entsprechende Silikonende der Nasengröße

- entsprechend aus.
5. Überzeugen Sie sich darüber, dass das Silikonende auf den Saugkopf entsprechend fixiert wurde.
6. Setzen Sie das Silikonende zart in die Nase ein, nicht zu tief.
7. Drücken Sie den Knopf ein paar Sekunden herunter, damit das Gerät den Nasensekret ansammelt. Stoppen Sie die Taste drücken, wenn Sie beendet das Gerät zu verwenden und das Gerät wird angehalten werden.

Wenn das akkumulierte Volumen von Schleim fast über die sichere Kapazität des Behälter (ca. 4ml) ist, folgen Sie dem Abschnitt "Reinigungshinweise" zuerst das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Schleim Ebene fast über die Öffnung Kanal (wo der Pfeil auf im Bild) ist.

REINIGUNG (Fig. 3.):

1. Achten Sie darauf, dass die obere und untere Abdeckung fest geschlossen sind, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Entfernen Sie das Silikonende.
3. Halten Sie die Behälter mit dem Teil zwischen Daumen und Zeigefinger.
4. Biegen Sie die Behälter nach unten vorsichtig aus der Manschette zu entfernen.
5. Entfernen Sie die Silikonringe von die Manschette für nach mehreren Verwendungen des Gerätes zu reinigen. Die Silikonringe müssen nicht jedes Mal gereinigt werden.
6. Waschen Sie alle Ersatzteile in warmem, seifegehaltigem Wasser. Spülen Sie den Manschette unter dem Wasserhahn. Trocknen Sie die Teile vor der Montage.
7. Setzen Sie das Gerät zusammen, wie es auf dem Bild zu sehen ist.

- Ausrichten Sie das Positionierungsloch richtig auf der Schleim Tasse.
- Überzeugen Sie sich, dass alle Ersatzteile ineinander anpasst.

Wenn das akkumulierte Volumen von Schleim über die sichere Kapazität des Behälter ist während der Benutzung, oder wenn Sie sehen Schleim aus der Luftausströmer tropfen auf der Rückseite des Manschette, folgen Sie bitte die folgenden Anweisungen (Fig. 4.):

1. Stellen Sie sicher, dass die obere und untere Abdeckung fest geschlossen sind.
2. Entfernen Sie die Silikonende und das Behälter.
3. Lassen Sie die Manschette in sauberes Wasser eingetaucht, wie gezeigt. Drücken Sie die Taste 15 Sekunden lang und die innere Pumpe gereinigt werden.
4. Das Wasser fließt in und aus der inneren Pumpe in der Richtung wie dargestellt.
5. Wechseln Sie das Wasser und wiederholen Punkte 3 mehrmals falls benötigt.
6. Entfernen Sie das Gerät aus dem Wasser, wenn die Reinigung abgeschlossen ist. Halten Sie die Taste für zirka 30 Sekunden lang gedrückt, bis die innere Pumpe getrocknet wird.
7. Trocken Sie den Manschette und setzen die Teile wieder zusammen.

SERVICE:

Bedeutende Wartungen und Reparaturen – die das Geräts abbauen bedeuten – dürfen nur vom Fachservice gesehen werden.

UMWELTSCHUTZ:

- Die Verpackungsmaterialien und die alten Haushaltsgeräte geben Sie an Sammelplätzen, die sich mit Wiederverarbeitung beschäftigen, ab.
- Den Kartonkasten des Gerätes werfen Sie

- in Papiermüllsammelcontainer aus.
- Die Plastiktüten (PE) werfen Sie in Plastikmüllsammelcontainer aus.

Die Wiederverarbeitung von Haushaltsgeräte am Ende ihres Lebensdauern:



Dieses Zeichen warnt Sie, dass das Haushaltsgerät oder die Verpackungsmitteln in den hergebrachten Haushaltmüll nicht ausgeworfen werden können. Das unbenutzbar gewordene Haushaltsgerät soll an solchen Müllsammelplätzen abgegeben werden, die sich auch mit Wiederverarbeitung von elektronischen Geräten beschäftigen. Das Abbauen von Haushaltsgeräten und das Auswerfen in Haushaltmüll, sowie nicht vorschriftsmäßige Vernichtung bedeutet Umweltverschmutzung. Über die vorschriftsmäßige Vernichtung von elektronischen Haushaltsgeräten und über Sammelplätzen, die sich mit ihrer Wiederverarbeitung beschäftigen, sind Informationen an zuständigen Abteilung von Stadtverwaltungen oder am Kaufplatz des Produktes zu erhalten.

Geräuschpegel: 69dB

- Při vkládání dbejte na správnou polaritu.
- Vždy vyjměte vybité baterie z přístroje.
- Ujistěte se, že kontaktní plochy jsou před vložením baterií v čistotě.
- Pokud je vložena nesprávná baterie, může dojít k poškození přístroje.
- Vyjměte baterie z přístroje, pokud se delší dobu nepoužívá.

TOTO ZAŘÍZENÍ ZAHRRUJE (Obr. 1.):

1. Silikonová koncovka pro dítě
2. Límeč
3. Tlačítko
4. Silikonová koncovka pro dospělého
5. Nádržka
6. Silikonový kroužek
7. Horní kryt
8. Spodní kryt

POUŽITÍ (Obr. 2.):

1. Odstraňte spodní kryt na horní části.
2. Vložte 2 x 1,5V baterie. Dbejte na správnou polaritu.
3. Ujistěte se, že oba silikonové těsnící kroužky jsou na svém místě. Nasadte spodní kryt a stiskněte tlačítko, dokud nezapadne.
4. Vyberte si správnou velikost silikonové koncovky podle velikosti nosu.
5. Ujistěte se, že jste správně připevnili silikonovou koncovku k nádržce.
6. Opatrně vložte konec silikonu do nosu, ne příliš hluboko.
7. Podržním tlačítka na několik sekund se začne sbírat hlen do přístroje. Po ukončení provozu, uvolněte tlačítko a přístroj se automaticky zastaví.

Upozornění! V případě, že množství hlenu v nádrži dosáhne své kapacity (cca. 4ml), pak vyčistěte přístroj tak jak je popsáno v kapitole "čištění". Nepoužívejte dál zařízení, pokud množství hlenu dosáhne až k otvoru v

horní části.

ČIŠTĚNÍ (Obr. 3.):

1. Ujistěte se, že horní a spodní kryt jsou před čištěním přístroje správně uzavřené.
2. Odstraňte silikonovou koncovku.
3. Uchopte dvěma prsty nádržku.
4. Nádržku zatáhněte dopředu, aby se odpojila od límeče.
5. Odstraňte silikonové kroužky na límci až po několika použitích. Není je třeba po každém použití odstranit.
6. Umyjte všechny díly teplou mýdlovou vodou, opláchněte límeč pod tekoucí vodou. Před smontováním nechte jednotlivé díly usušit.
7. Smontujte přístroj tak, jak je znázorněno na obrázku.

- Ujistěte se, aby otvor na nádržce se přizpůsobil výstupku na límci.
- Ujistěte se, že všechny části zapadají těsně k sobě.

V případě, že množství hlenu v provozu přesáhne kapacitu nádrže a uniká malým otvorem, postupujte podle níže uvedených pokynů (Obr. 4.):

1. Ujistěte se, že horní a spodní kryt jsou před čištěním přístroje správně uzavřené.
2. Odstraňte silikonovou koncovku a nádržku.
3. Ponořte límeč do vody tak, jak je uvedeno na obrázku. Stiskněte tlačítko po dobu 15 sekund, aby se vyčistilo vnitřní čerpadlo.
4. Voda proudí dovnitř a ven z vnitřního čerpadla, jak je znázorněno na obrázku.
5. Vyměňte vodu a v případě potřeby opakujte krok 3.
6. Vyberte přístroj z vody, když jste s čištěním hotovi. Podržním tlačítka po dobu cca. 30 sekund až vnitřní čerpadlo vyschne.
7. Vysušte límeč a vložte zpět příslušenství.

Návod k obsluze ODSÁVAČKA HLENŮ Typ 1723

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek od firmy Momert, a přejeme aby Vám přístroj dlouho a bezchybně fungoval. Před prvním použitím pozorně si přečtěte příložený návod a uchovejte ho pro případné použití později! Doporučujeme aby si návod pečlivě prostudovali všichni osoby přicházející do styku s přístrojem!

OBSAH BALENÍ:

- 1 hlavní jednotka
- 25 silikonová koncovka (1x dospělý a 1x dítě)
- 1 návod k obsluze
- 2 páry silikonových prstenců
- 2x1,5V AA alkalické baterie (součástí balení)

PROVOZ, SKLADOVÁNÍ, INFORMACE PRO TRANSPORT

Provozní parametry prostředí:

Teplota: 5°C-40°C
Vlhkost: 15%~93%
Atmosférický tlak: 700-1060hPa

Parametry skladování a přepravy:

Teplota: -10°C-50°C
Vlhkost: ≤93%
Atmosférický tlak: 700-1060hPa

UPOZORNĚNÍ:

- Spotřebič není určen na používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, když osoba zodpovídající za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o

používání spotřebiče. Děti by měli být pod dohledem, aby se zajistilo, že se ze spotřebičem nehrají.

- Přístroj je určený pouze na odsávání hlenů u dětí! Použití přístroje na jiné účely je zakázáno!
- Přístroj po každém použití vyčistěte a důkladně usušte!
- Sací hlavičku netlačte do nosní dírky. Když se sací hlavička dotýká kraje nosní dírky, přístroj pracuje dostatečně účinně!
- Umístěte silikonový nástavec do vnější části nosní dírky dítěte na cca 3 sekundy, hlen takto vteče do sběrné komory přístroje!
- Přístroj nepoužívejte v případě, že se v nosní dírce nachází jakékoliv poranění.
- Přístroj nesmí být používán na léčebné účely. V případě, že se v průběhu používání odsávačky vyskytnou jakékoliv zdravotní potíže, konzultujte s odborným lékařem!
- Přístroj je vyvinutí na domácí používání.
- Silikonový nástavec je vyměnitelný.
- Používání: 30vteřin zapnuto / 2 minuty vypnuto.
- Přístroj má špatný výkon – neodsává, vyměňte baterie.
- **Záruka se na baterii nevztahuje.**

ZÁVADY A POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ZACHÁZENÍM V ROZPORU S NÁVODEM NEBO S JEHO NEDODRŽENÍM RUŠÍ NÁROK NA REKLAMACIVÝROBKU!

BATERIE:

- Používejte pouze alkalické baterie.
- V přístroji používejte pouze stejný typ baterie, podle doporučení výrobce.
- Do přístroje nekládejte různé baterie, jako jsou alkalické, standardní baterie nebo akumulátory.
- Nedávejte do přístroje současně staré a nové baterie.

Manuel d'instructions ASPIRATEUR NASAL Modèle 1723

Merci d'acheter un produit MOMERT, nous espérons que vous serez satisfaits de notre produit pour sa durée dans le temps, Bien lire le manuel avant l'utilisation, Gardez le manuel pour la référence, le manuel peut être utilisé pour les références mentionnées.

CONTENU:

- 1 Unité principale
- 2 tailles d'embouts en silicone (1 adulte et 1 enfant)
- 1 mode d'emploi
- 2 paires de anneaux de silicou
- 2 x piles alcalines 1,5V AA (incluses)

INFORMATIONS OPERATIONNELLES, STOCKAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT et DE TRANSPORT

Opération environnement:

Température de 5°C-40°C
Humidité: 15% ~ 93%
Pression atmosphérique:
700-1060hPa

Stockage et environnement de transport:

Température de -10°C a 50°C
Humidité: ≤93%
Pression atmosphérique:
700-1060hPa

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient

été donnés de surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ce service est de nettoyer un nez bouché, ne pas utiliser dans la bouche ou les oreilles du bébé.
- Toujours propre et sec avant chaque utilisation et nettoyez soigneusement après chaque utilisation.
- Ne pas insérer l'embout trop profondément dans la narine.
- Ne pas utiliser trop longtemps, quelques secondes suffisent.
- Ne pas utiliser cet appareil s'il y a des symptômes d'inflammation ou des saignements de nez.
- En cas d'infection, de fièvre, d'irritation ou d'hémorragie nasale, arrêtez l'utilisation de cet appareil et consultez un médecin.
- Ce dispositif est limité à des fins personnelles.
- L'embout silicone est la partie à appliquer.
- Cycle de marche: 30 secondes de marche / 2 minutes d'arrêt.
- Remplacer les piles lorsque l'aspiration faiblit pendant l'utilisation.
- **Les piles ne sont pas incluses dans la garantie.**

LE REFUS D'APPLIQUER LES CONSIGNES DU FABRICANT, FAIT PERDRE LA GARANTIE DE L'APPAREIL.

BATTERIE AVERTISSEMENT:

1. Utiliser des piles alcalines.
2. Seules les piles du même type ou équivalent, recommandé doit être utilisé.
3. Ne pas mélanger piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium) batteries.

4. Ne pas utiliser un mélange de piles neuves et usagées.
5. Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité.
6. Les batteries usagées doivent être retirées de l'appareil.
7. Assurez-vous que toutes les surfaces de contact sont propres avant d'installer les batteries.
8. Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
9. Retirez les piles si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps.

PARTIES DE DISPOSITIF (Fig. 1.):

1. Pointe en silicone pour les enfants
2. Collier
3. Bouton
4. Pointe en silicone pour adultes
5. Mucus tasse
6. Des anneaux en silicone
7. Couverture supérieure
8. Couverture inférieure

MODE D'EMPLOI (Fig. 2.):

1. Séparez le couvercle supérieur du couvercle inférieur dans une direction droite. Ne pliez pas les couvercles par la force elle peut être glissée facilement.
2. Insérez 2x1,5V piles alcalines AA avec la polarité correcte comme indiqué.
3. Assurez-vous que les deux anneaux de silicone sont bien en place sur les rainures. Fermez les couvercles jusqu'à ce que le son «clac» se fait entendre.
4. Utilisez la pointe de silicone appropriée en fonction de la taille des narines de l'utilisateur.
5. Assurez-vous de placer la pointe de silicone en toute sécurité sur la coupe du mucus.
6. Insérez délicatement la pointe de silicone

- dans la narine mais n'est pas trop profondément
7. Appuyez sur le bouton pendant quelques secondes pour recueillir le mucus. Arrêtez d'appuyer sur le bouton lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil et la puissance sera arrêté.

Si le volume accumulé de mucus est presque terminée ou est au dessus de la capacité de sécurité du réservoir de mucus (environ 4ml), suivez la section "Instructions de nettoyage" pour nettoyer dispositif tout d'abord. Ne utilisez pas l'appareil si le niveau de mucus est presque sur le canal d'ouverture (ou la flèche pointe vers la photo).

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE (Fig. 3.):

1. Assurez-vous que les couvercles supérieur et inférieur sont fermés fermement avant de nettoyer l'appareil.
2. Retirez la pointe de silicone.
3. Tenez la tasse de mucus avec la partie entre le pouce et l'index.
4. Pliez le mucus tasse vers le bas doucement pour le retirer du collier.
5. Retirez les anneaux de silicone du collier pour le nettoyage après plusieurs utilisations de l'appareil. Les anneaux de silicone ne doivent pas être nettoyés à chaque fois.
6. Laver tous les 4 pièces dans l'eau chaude savonneuse. Rincez le collier sous le robinet. Séchez les pièces avant de les assembler.
7. Assemblez toutes les pièces comme indiqué ci-dessous:

- Alignez correctement le trou de positionnement sur la tasse de mucus.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont bien ajustées ensemble et sont alignées avec les marques d'indication.

ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстро изнашивающиеся части (батареи, силиконовые насадки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: мин 5 лет

Фирма-изготовитель: МОМЕРТ КО. ЛТД, Папиргуари ут 12-14

Н-2400 Дунауйварош, Венгрия

Фирма-импортер: ООО Бойрер, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп. 2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп. 2

Тел(факс) 495-658 54 90

bts-service@ctdz.ru

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

требованиям уничтожения и утилизации бытового оборудования предоставляется соответствующим отделом местной администрации или в месте приобретения изделия.

Уровень шума: 69дБ

ramenant chez votre vendeur, vous aiderez à prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

Niveau de bruit: 69dB

Lorsque le volume de mucus accumulé est supérieure a la capacité de sécurité et pendant l'utilisation de l'appareil des mucus sont filtrés a travers du petite ouverture situé dessous du col, dans ce cas s'il vous plaît suivez les instructions ci-dessous (Fig.4):

1. Assurez-vous que les couvertures supérieur et inférieur sont fermés correctement.
2. Retirez la pointe en silicone et la coupe de mucus.
3. Immergez le col dans l'eau propre comme indiqué. Appuyez sur le bouton pendant 15 secondes et la pompe intérieure sera nettoyée.
4. L'eau coule dans et hors de la pompe interne dans la direction indiquée.
5. Changez l'eau et répétez l'étape 3 plusieurs fois si nécessaire.
6. Retirez le dispositif de l'eau une fois que le nettoyage est terminé. Continuez a appuyer sur le bouton pendant environ 30 secondes jusqu'a ce que la pompe interne est séché.
7. Séchez le collier et réassemblez les pieces.

RÉPARATION ET MAINTENANCE:

L'entretien ou la réparation concernant l'intérieur de l'appareil doit être effectué dans un centre agréé.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:

- L'emballage et le matériel obsolète doivent être recyclés.
- L'emballage de transport peut être recyclé.
- les sacs polyéthylène sont recyclables.

Recyclage de l'appareil en fin de vie :



Un symbole sur le produit ou son emballage indique si le produit est recyclable, En le déposant dans un container approprié à cet effet ou en le

Instrucțiuni de utilizare

POMPĂ DENAS

Model 1723

Vă mulțumim, că ați cumpărat produsul Momert, și dorim, ca să utilizați aparatul nostru timp îndelungat și cu plăcere. Înainte de prima utilizare a aparatului, vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați acestea pentru aplicații viitoare! Asigurați-vă, că aceste instrucțiuni de utilizare sunt citite de toate persoanele, care utilizează produsul!

CONȚINUT:

- O unitate principală
- Două vârfuri se silicon (1 adult și 1 copil)
- Manual de utilizare
- Două inele de silicon de rezervă
- Două baterii alcaline 1,5V AA (include)

INFORMAȚII REFERITOARE LA OPERARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Condiții de funcționare:

Temperatură: 5°C-40°C
Umiditate: 15%~93%
Presiune atmosferică: 700-1060hPa

Condiții de depozitare și transport:

Temperatură: -10°C-50°C
Umiditate: ≤ 93%
Presiune atmosferică: 700-1060hPa

ATENȚIONARE:

- Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane cu mobilitate redusă și cu capacități mentale reduse, sau de către persoane, care nu dispun de cunoștințe și de experiență referitoare la utilizarea aparatului (inclusiv copii), cu excepția

cazului în care este asigurată supravegherea acestora, sau persoana responsabilă pentru siguranța acestora au oferit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului. Atenției Copiilor nu este permis jocul cu acest aparat.

- Aparatul a fost proiectat pentru nas unfundat, nu utilizați acesta în gura sau urechea copiilor.
- Curățați și uscați aparatul întotdeauna după utilizare.
- Nu introduceți capătul din silicon prea adânc în nas.
- Nu utilizați aparatul timp îndelungat, câteva secunde sunt suficiente.
- Nu utilizați aparatul în caz de nas rănit, infectat sau hemoragie nazală.
- În caz de infecție, febră, iritație, hemoragie nazale opriți utilizarea aparatului și consultați un medic.
- Folosiți aparatul numai pentru uz personal.
- Capătul din silicon este înlocuibil.
- Perioade de utilizare: 30 secunde în stare pornită / 2 minute în stare oprită.
- Când scade capacitatea de aspirație, înlocuiți bateriile.
- **Garanția nu include bateriile.**

NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR PRODUCĂTORULUI POATE DUCE LA REFUZUL REPARĂRII ÎN GARANȚIE.

ATENȚIONĂRI REFERITOARE LA BATERIE:

1. Folosiți numai baterii alcaline
2. Nu folosiți diferite tipuri de baterii în același timp
3. Nu amestecați baterii alcaline cu cele standard (carbon-zinc) sau reincărcabile (nichel-cadmium)
4. Nu folosiți baterii noi împreună cu cele uzate
5. Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă

uđostoveriți-vă în tom, ąto verșnee i niŝnee ąhaste korpusa plotno zakryty.

2. Uđalite silikonoveryi nakonechnik.
3. Voz'miți'sya za sosud.
4. Akkuratno snimiție sosud s khomuta dviŝeniem vpered i vniŝ.
5. Snimiție silikonoverye kol'ca s khomuta, net neobkhodimosti delati eto pri káhdem ispol'zovanii pribora.
6. Vymoiție vse detali pribora teploy vodoy i moyoim sredstvom. Promyoiție khomut protočnoy vodoy. Preŝde chem sobrat' pribor zanovoy obșhuite ego ąhaste.
7. Soberiție pribor v sootvetstviy s risunkom.

- Sledite za tem, ątoŝby nađođáshiesya na sosude otverstie plotno selo na vystup na khomute.

- Uđostoveriți'sya v tom, ątoŝby vse ąhaste pribora plotno prisoeđinili'sya drug k drugu.

V v sluąae, esli pri ispol'zovanii pribora sliz' vytechet iz sosudáknáopitelia iz nađođáshiesya pod khomutom otverstia, osuđestvite sleduyúshie deystvia (Ris. 4.):

1. Pered čistkoj pribora uđostoveriți'sya v tom, ąto verșnee i niŝnee ąhaste korpusa plotno zakryty.
2. Uđalite silikonoveryi nakonechnik i sosud-náopitel'.
3. Okuniție khomut v vodu, kak eto ukazano na risunke. Dli čistki vnútrennego náosa názhmiție knopku pribora i derŝiți ee v názhatom sostoyanii v techenie 15 sekund.
4. Protokaoyáya cherez vnútrenniý náos vodá očistiți ego, kak eto pokazano na risunke.
5. Pri neobkhodimosti osuđestvite etu

6. Posle toŝgo, kak ąhastka pribora zakončena názhmiție knopku i derŝiți ee v názhatom sostoyanii v techenie pribliŝitel'no 30 sekund, pođa vnútrenniý náos ne prosokhet.
7. Prosuđiție khomut i soberiție pribor.


SERVISNOE OBUđLUBIVANIE:

Svyazannoe s otkrýtiem pribora obșhuzhivanie i remont dolŝny obșhuzhivati'sya spetsializirovannym servisom.

OHRANA OKRUŝAYÚSHĖY SREĐY:

- Uđákovočnée materiiály i starýe bytoverye pribory sđáite v mesta, zanimáyošiesya sborom ih s ąel'yo utilizácii.
- Kartonnyú korobku pribora vybrósiți v sootvetstvuyúshiy konteyner dli sbora bumáŝnykh otđhodov.
- Polietilenoverye (PE) paketiți vybrósiți v sootvetstvuyúshiy konteyner dli sbora plástmassovyykh otđhodov.

Utilizácia bytových prístrojov poľe istienia sroka ich uľožby:

 Etot znak predupreŝdaet o tom, ąto nastoyáshiy pribor i ego uđákovka ne dolŝny vybrásvati'sya v obyčnyye konteynery dli sbora musora. Stavshiy nenúŝnym bytovoy pribor dolŝen byt' sđan v mesto sbora elektronnykh priborov s ąel'yo ih utilizácii. Demontáŝ bytovoy oborúdovaniya i vybrásvaniye ih v mesta skopleniya bytovoy musora, a takŝe ne sootvetstvuyúshie pravilam uničtoŝeniye ih rassmatrivaetsya, kak zágrязneniye okruŝayúshoy srođy. Informáciiá otnositel'no sootvetstvuyúshyego

- Гарантийные обязательства на батарейки питания не распространяются.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.

БАТАРЕЙКИ:

- В приборе используйте исключительно щелочные батарейки.
- В любом случае устанавливайте батарейки рекомендуемого производителем типа
- Не устанавливайте в прибор одновременно щелочные, нормальные и заряжающиеся батарейки.
- Не устанавливайте одновременно новые и уже бывшие в использовании батарейки питания.
- Устанавливая батарейки питания внимательно следите за тем, чтобы полярность включения их была правильной.
- Свинцовые элементы питания всегда должны быть удалены из прибора
- Перед установкой батареек питания удостоверьтесь в том, что поверхность их контактов является чистой.
- Установка не соответствующего предписаниям элемента питания может привести к повреждению прибора.
- В случае, если в течение длительного периода времени прибор не используется, элементы питания следует удалить из него.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА (Рис. 1.):

1. Кремниевый наконечник детский
2. Хомут
3. Кнопка

4. Кремниевый наконечник для взрослых
5. Сосуд-накопитель
6. Кремниевое кольцо
7. Верхнее покрытие
8. Нижнее покрытие

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ (Рис. 2.):

1. Снимите нижнюю часть корпуса прибора.
2. Установите 2 батарейки питания типа по 1,5В. Следите при этом за правильностью полярности.
3. Удостоверьтесь в том, что 2 кремниевых кольца находятся на своих местах. Установите нижнюю часть корпуса прибора на место, нажав его до щелчка.
4. Выберите кремниевый наконечник необходимого размера.
5. Удостоверьтесь в том, что кремниевый наконечник плотно сидит на сосуде - накопителе.
6. Осторожно вставьте наконечник прибора в ноздрю, следя за тем, чтобы он не был слишком глубоко.
7. Держите кнопку прибора в нажатом состоянии в течение нескольких секунд, прибор при этом отсосет слизистые отложения. Затем отпустите кнопку и прибор автоматически остановится.

Внимание! В случае, если количество отсосанной слизи заполнит объем сосуда-накопителя (прибл. 4мл), произведите чистку прибора как указано в разделе „Чистка аспиратора“. Не пользуйтесь прибором, если уровень слизи в сосуде - накопителе достиг верха отверстия.

ЧИСТКА ПРИБОРА (Рис. 3.):

1. Перед чистой прибором

6. Батареи consumate trebuie scoase din aparat
7. Asigurați-vă că toate suprafețele de contact sunt curate înainte de instalarea bateriilor
8. Există un risc de explozie în cazul folosirii unor baterii nepotrivite
9. Scoateți bateriile dacă nu folosiți aparatul o perioadă îndelungată

ПАРТИЛЕ КОМПОНЕНТЕ АЛЕ АПАРАТУЛУИ (1. zīm):

1. Vârfuri de silicon pentru copii
2. Guler
3. Buton pornire/oprire
4. Vârfuri de silicon pentru adulți
5. Vas de colectare al secrețiilor
6. Inele de silicon
7. Capac superior
8. Capacul inferior

ИНСТРУКЦИУНИ ДЕ УТИЛИЗАРЕ (2. zīm):

1. Separați capacul superior de pe capacul inferior într-o direcție dreaptă. Nu îndoiți capacele cu forță, întrucât pot fi deschise cu ușurință.
2. Introduceți bateriile alcaline AA 2x1,5V cu polaritatea corectă.
3. Verificați pentru a vă asigura că cele două inele de silicon sunt așezate corect. Închideți capacele până când se aude sunetul "clic".
4. Utilizați vârful de silicon adecvat în funcție de dimensiunea nărilor utilizatorului.
5. Asigurați-vă că vârful de silicon este prins de capacul pentru secreții.
6. Introduceți ușor vârful de silicon în nară, dar nu prea adânc.
7. Apăsăți butonul timp de câteva secunde pentru a aspira secrețiile. Oprțiți apăsarea butonului când ați terminat utilizarea dispozitivului apoi alimentarea va fi oprită.

În cazul în care volumul acumulat de secreție este aproape de capacitatea rezervorului (aprox. 4ml), urmați secțiunea "Instrucțiuni de curățare" pentru a curăța dispozitivul prima dată. Nu utilizați aparatul în cazul în care nivelul de secreție se apropie de canalul de deschidere (unde săgeata indică în imagine).

ИНСТРУКЦИУНИ ДЕ КУРАТАРЕ (3. zīm):

1. Asigurați-vă că, capacele superioare și inferioare sunt închise bine înainte de a curăța dispozitivul.
 2. Scoateți vârful din silicon.
 3. Țineți cupa de secreție între degetul mare și degetul arătător.
 4. Îndoțiți ușor cupa de colectare în jos pentru a îndepărta de pe guler.
 5. Îndepărtați inelele de silicon de pe guler după mai multe utilizări ale dispozitivului, pentru curățare. Inelele de silicon nu trebuie curățate de fiecare dată.
 6. Spălați cele 4 părți cu apă caldă și săpun neutru.
 7. Asamblați toate piesele după cum se arată mai jos.
- Aliniați corect gaura de poziționare pe cupa de colectare.
- Asigurați-vă că toate piesele se potrivească bine împreună și aliniați marcajele de indicare.

În cazul în care volumul acumulat de secreție este peste capacitatea de siguranță a paharului de colectare în timpul utilizării dispozitivului, dacă găsiți secreții peste filetul gulerului, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos (4. zīm):

1. Asigurați-vă că, capacele superioare și inferioare sunt închise ferm.
2. Scoateți vârful de silicon și cupa de secreție.

3. Scufundați gulerul în apă curată așa cum se arată în fotografie. Apăsați butonul de pornire timp de 15 secunde, iar pompa interioară va fi curățată.
4. Apa curge din interior spre exteriorul pompei în direcția arătată.
5. Schimbați apa și repetați pasul 3 de mai multe ori, dacă este necesar.
6. Scoateți dispozitivul din apă, după ce curățarea este finalizată. Țineți apăsat butonul timp de aprox. 30 de secunde până când pompa interioară este uscată.
7. Uscați gulerul și reasamblați piesele.


SERVICE:

Lucrările de întreținere și de reparații mai importante – care implică demontarea aparatului – pot fi efectuate numai de către service specializat.

PROTECȚIA MEDIULUI:

- Predați materialele de ambalaj și aparatele de uz casnic vechi la punctele de colectare deșeurilor pentru reciclare.
- Aruncați cutia din carton a aparatului în containerul de colectare deșeurilor de hârtie.
- Puneți pungile din plastic (PE) în containerul de colectare deșeurilor din plastic.

Reciclarea aparatelor de uz casnic la sfârșitul duratei de exploatare:

 Acest semn vă atenționează referitor la faptul, că nu este permisă aruncarea aparatului de uz casnic sau a materialele de ambalaj ale acestuia între deșeurile menajere normale. Dezmembrarea aparatului de uz casnic devenit inutilizabil sau aruncarea acestuia între deșeurile menajere, respectiv distrugerea acestuia în mod diferit decât cel prevăzut, se consideră poluarea mediului înconjurător. Cu privire la distrugerea aparatelor de uz casnic electrice conform

prevederilor și cu privire la punctele de colectare deșeurilor pentru reciclare primiți informații la departamentele competente ale consiliilor locale sau la locul unde ați achiziționat aparatul.

Nivel de zgomot: 69dB

Инструкция по применению ПРИБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ НОСА «пылесосик для носика» Модель 1723

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие компании Момерт и жееаем, чтобы Вы смогли пользоваться нашим прибором долго, и были удовлетворены его качеством!

Перед первым использованием прибора внимательно ознакомьтесь с правилами пользования им и сохраните эти правила для дальнейшего использования! Позаботьтесь о том, чтобы руководство по использованию прибора было прочитано и другими, пользующимися им лицами!

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА:

- Центральный корпус прибора: 1 шт.
- Силиконовые насадки: 2 шт. (1 для взрослых, 1 для детей)
- Руководство по применению: 1 шт.
- Силиконовые кольца: 2 пары
- Алкалиновая батарейка питания 1,5V AA: 2 шт. (Прилагается)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ПРИБОРА

Условия эксплуатации:

Температура воздуха 5°C-40°C
Влажность: 15%~93%
Атмосферное давление:
700-1060hPa

Условия хранения:

Температура воздуха -10°C-50°C
Влажность: ≤93%
Атмосферное давление:
700-1060hPa

ВНИМАНИЕ:

- Прибором не должны пользоваться лица с ограниченными двигательными и ментальными способностями, а также люди, не обладающие практическими и теоретическими навыками и знаниями, касающимися использования прибора (в том числе и дети). Исключением являются случаи, когда обеспечивается надежный надзор над их действиями.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Прибор предназначен для очистки носа при насморке, не используйте прибор во рту или в ушах ребенка.
- После использования прибора тщательно почистите и высушите его.
- Выполняйте указания, приведенные в разделе, касающемся его чистки.
- Силиконовый наконечник не заталкивайте глубоко в ноздри носа.
- Не пользуйтесь прибором в течение длительного времени, для очистки носа достаточно нескольких секунд.
- Не пользуйтесь прибором в случае воспалительных процессов и шрамов в носу или при носовых кровотечениях.
- При наличии температуры, случае заражения, назальных раздражений, кровотечений незамедлительно прекратите использование прибора и обратитесь к врачу.
- Пользуйтесь прибором только в личных целях.
- Силиконовые наконечники являются сменными.
- Время пользования: 30 секунд во включенном состоянии / 2 минуты в выключенном состоянии
- В случае, если сила всасывания уменьшается, осуществите замену батареек питания в приборе.