



РОССТАНДАРТ

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Всероссийский научно-исследовательский институт  
стандартизации и сертификации в машиностроении»

ВНИИНМАШ

123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4  
Тел: (499) 256 0449; факс: (499) 256 6500  
E-mail: vniinmash@gost.ru  
www.vniinmash.ru

ОКПО 02567544 ИНН 7734036420 КПП 773401001  
ОГРН 1037739388939

Исполнительному директору  
ЗАО «КомплектСервис»

М.Б.Крикунчику

125413, г. Москва, ул. Солнечногорская

12.09.2014 № 306/804

На № 344 от 05.09.2014

В связи с запросом от 05.09.2014 № 344 по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия запасных частей медицинских изделий торговой марки OMRON сообщаем следующее.

Разъемы, автоматические регуляторы воздушного потока, чехлы и футляры для хранения и переноски, печатные платы в сборе, фронтальные панели, крышки батарейных отсеков, резиновые кольца, кольца уплотнительные, мини-компрессоры, переключатели, коннекторы, переходники для масок, отбойники, крышки резервуаров и воздуховода, защитные крышки, крышки фильтров, сетчатые распылители, держатели резервуаров, резервуары, бактериальные фильтры, воздушные фильтры, загубники, воздухопроводные трубки, небулайзерные камеры, маски для детей и взрослых, насадки для носа (канюли) к ингаляторам компрессорным и ультразвуковым OMRON могут быть отнесены по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к коду 94 9446 «Запасные части к аппаратам ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности».

Колпачки зонда к термометрам электронным медицинским OMRON могут быть отнесены по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к коду 94 9412 «Запасные части к приборам для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры».

Разъемы, электродные пластины, электродные шнуры к электромассажерам медицинским OMRON могут быть отнесены по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к коду 94 9441 «Запасные части к приборам и аппаратам для электролечения низкочастотным».

Кабель USB, груши, сумки для хранения и переноски, печатные платы в сборе, мини-компрессоры, кнопки включения, фронтальные панели, разъемы, коннекторы, штекеры манжет, металлические коннекторы, пластиковые коробки, автоматические регуляторы воздушного потока, воздухопроводные трубки, приспособления для крепления к стене и полу, крышки батарейных отсеков к измерителям артериального давления и

частоты пульса OMRON могут быть отнесены по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к коду 94 9413 «Запасные части к приборам для измерения давления в органах человека».

Крышки батарейных отсеков к мониторам состава тела, определителям содержания жира, электронным весам OMRON могут быть отнесены по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к коду 94 9412 «Запасные части к приборам для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры».

Указанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, от 04.10.2013 N 870, от 13.11.2013 № 1009), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на Таможенную территорию Российской Федерации.



Первый заместитель директора

Эксперт

А.С. Бубнов

Г.Е. Колесников